



## Ventajas específicas de Mediplus

Característica	Ventaja
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dos líneas van a una sola cánula</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permite conectar de dos a cuatro líneas (utilizando la válvula de Marlow Ref. 0146505) a una sola cánula. Elimina el número de cánulas en, por ejemplo cirugía cardíaca, neuro-cirugía, UCI, Unidades de Alta Dependencia</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 metro de longitud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apropiado para UCI con muchas bombas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tubo de plástico transparente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apropiado para infusión de bolo controlada por bomba</li> <li>Compatible con bombas de jeringa</li> <li>Fácil control de burbujas o tramos vacíos</li> </ul>

La referencia 0146600 es el único set especialmente diseñado para la administración TIVA actualmente disponible en España.

Por favor, consúltenos si desea más información.

Código	Descripción	Longitud.	Cant. por caja
0146600	Dual TIVA Set	200 cm	50




INVESTOR IN PEOPLE

**mediplus**

## Set de infusión dual con válvula de gravedad

La tendencia creciente al empleo de la anestesia total intravenosa exige accesos adicionales para el suministro de drogas y fluidos. Esta versión posee 1 + 1 vías y es ideal para la adición de drogas durante la anestesia debido al posicionamiento del segundo acceso que permite conectar una jeringa automática adicional o un set IV de gravedad.



### Ventajas específicas de Mediplus

Característica	Ventaja
• Válvula anti retorno proximal	• Elimina totalmente el reflujo
• Válvula infusión IV de gravedad	• Facilita la infusión IV por gravedad sin los peligros asociados a reflujo de drogas o bolo
• Clamps en ambas líneas	• Seguridad adicional cuando la infusión IV por gravedad ha de pararse
• Conector lock rotatorio distal	• Conexión a la cánula segura

Para más información contacte con nuestros agentes.


Código	Descripción	Longitud.	Cantidad
0146604	Set de infusión dual con válvula de gravedad	200 cm	50

## TIVA set de 3 vías para infusión múltiple

La tendencia creciente al uso de la anestesia total intravenosa exige accesos adicionales de droga.

El nuevo set de 3 vías TIVA es ideal para la adición de drogas durante la anestesia gracias a la situación de la tercera válvula de acceso. Debido a la unión en el extremo distal las interacciones de las drogas se minimizan. Se elimina la coalescencia del componente anestésico. TCL. La tercera vía permite la conexión de una bomba de jeringa o un goteo de gravedad.

Con todas las características de seguridad y las ventajas que se muestran más abajo, este set es una valiosa alternativa al ensamblaje de diversos componentes.



### Ventajas específicas de Mediplus

Característica	Ventaja
• Válvulas no retorno proximales	• Evitan totalmente el reflujo
• Configuración doble lumen	• Las drogas no pueden reaccionar
	• Si una bomba falla puede aislarse fácilmente
	• Muy útil si se usan bombas a diferente altura
	• Se incrementa la resistencia total de la línea
	• Es muy difícil que el flujo se ocluya
• La tercera válvula distal de infusión IV por gravedad	• Permite ejecutar la rehidratación que debe existir en TIVA. Ideal para cirugía de día
• Extremo distal suave y único	• Maleable. Inconvenientes mínimos en la conexión
• Tres líneas van a una sola cánula	• Menor coste de líneas, cánulas y conexiones

## Ventajas específicas de Mediplus

Característica	Ventaja
<ul style="list-style-type: none"><li>• Si se emplea la válvula de Marlow, 0146505 se pueden conectar seis líneas a una cánula</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elimina la necesidad de numerosas cánulas</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tubo de plástico transparente</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fácil control de burbujas o tramos vacíos.</li></ul>

El Set de multi-infusión TIVA de tres vías, 0146603, es ideal para toda TIVA y en general para múltiples infusiones. Muy competitivo en precio si se compara con el empleo de líneas, grifos, dos válvulas anti retorno y una válvula de I.V. por gravedad.  
Para más información contacte con nuestros agentes.

Código	Descripción	Longitud.	Presentación
0146603	Set de infusión múltiple TIVA 3 vías	200 cm	50




INVESTOR IN PEOPLE

**mediplus**

## Válvula de Marlow

La válvula de Marlow de Mediplus, diseñada para el empleo con jeringas de infusión venosa y bombas volumétricas, posee una protección anti deformante y dos válvulas anti retorno.

La conexión es rápida, fácil y segura gracias a los conectores anti goteo.



## Ventajas específicas de Mediplus

Característica	Ventaja
• Acceso I.V.	• Conexión rápida, fácil y segura
• Válvula anti retorno	• No existe riesgo de reflujo p.e. cuando dos bombas van a velocidades distintas
• Gancho en "J"	• Evita el desplazamiento de la cánula I.V.
• Volumen de encebado: 1 ml	

Para más información contacte con nuestros agentes.

Código	Descripción	Cantidad
0146505	Válvula de Marlow	50