




M.R.M. COMERCIAL
Sociedad Anónima



SENTINEL, MARCADOR TUMORAL para TEJIDOS BLANDOS



Partes de la aguja:

- 1) Mango ergonómico
- 2) Tecla deslizante para posicionar el marcador
- 3) Marcaje ecogénico
- 4) Punta con corte ecogénico

COMPATIBLE CON LA RESONANCIA MAGNÉTICA

El marcador tumoral **SENTINEL**, se utiliza para el marcaje percutáneo de las lesiones tumorales del tejido blando de una forma suave y mínimamente invasiva antes de comenzar los tratamientos con citostáticos o de radiación.

Mediante el marcador de **NITINOL (compuesto de Níquel y Titanio)** se puede monitorizar ecográficamente el crecimiento del tumor además de centrar e identificar el punto exacto donde realizar los tratamientos de radioterapia.

Después del tratamiento exitoso de radioterapia o quimioterapia, el área de tejido tratada se puede localizar nuevamente de una forma rápida y fiable.

CUANDO UTILIZARLO

- Después de extirpar un tumor
- Durante el tratamiento coadyuvante de quimioterapia
- Para marcar el tumor después de la biopsia del tejido blando
- Sirve de orientación durante la planificación del tratamiento de radioterapia



Marcador de NITINOL



REFERENCIA y UNIDADES DE VENTA

<i>REFERENCIA</i>	<i>MEDIDAS</i>	<i>UNIDADES POR CAJA</i>
SNT 1812	18 Ga (1,2mm Ø) x 12 cm	10 unidades

