



STERICOM
innovative medical technology

CATÉTERES DE PRESIÓN RECTAL / ABDOMINAL

Características de la línea de presión rectal/abdominal Stericom

- Tubo de PVC de 2000 mm de longitud para la conexión directa del paciente al transductor.
- Tubo rojo translúcido para controlar fácilmente el DI durante el proceso.
- Conectores con alas, para facilitar la conexión.


El facultativo puede escoger entre:

- Válvula plana de PVC. Ideal para pediatría.
- Balón verde de PVC.
- Catéter "Bovingdon" con balón patentado de silicona e introductor.
- Catéteres con o sin introductor compacto, para una inserción con manos libres.




UCD 3420 / 3421
Catéteres con válvula plana

- Ch4.5, tubo rojo translúcido de 2000 mm de longitud.
- Conexión luer con alas y código de color.
- Válvula de PVC abierta en el extremo. Ideal para pediatría.
- Bien sólo (UDC 3420) o bien con introductor rígido (UDC 3421).
- Cajas de 25 catéteres.



UCD 3430 / 3431
Catéteres con balón de PVC verde

- Ch4.5, tubo rojo translúcido de 2000 mm de longitud.
- Conexión luer con alas y código de color.
- Balón verde de PVC con abertura para facilitar la irrigación y la expulsión.
- Bien solo (UDC 3430) o bien con introductor rígido (UDC 3431).
- Cajas de 25 catéteres.



UCD 3410 / 3414
Catéteres "Bovingdon" co balón

- Ch6, tubo rojo translúcido de 2000 mm de longitud.
- Conexión luer con alas y código de color.
- Balón de silicona conformado con abertura para facilitar la irrigación y expulsión.
- Introductor semirrígido de 100mm (UDC 3410) o 140mm (UDC 3414).
- Cajas de 25 catéteres.



M.R.M. COMERCIAL
S.A.

SUMINISTROS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO



983 457 477

983 457 481

Web: www.mrmcomercial.com
E-mail: mrm@mrmcomercial.com

C/ Nelson Mandela, 3-5
47013 VALLADOLID (España)