


# Catéteres de pH de Mediplus

## Catéteres de pH de cristal de antimonio, de un sólo uso o multiuso

Los catéteres de pH de cristal de antimonio de Mediplus siempre dan un diagnóstico correcto ahorrando tiempo y dinero. Tanto los de un sólo uso como los de multiusos están también disponibles en versión pediátrica y con localizador del esfínter inferior. Todos los modelos ofrecen la misma alta calidad y alta performance.

La sonda transductora es de 175cm y está centimetrada para mejor identificación y para favorecer el posicionamiento, El conector al aparato se efectúa mediante un enchufe modular de 8 contactos para mayor seguridad y precisión.



**M.R.M. COMERCIAL**  
S.A.

Calle Nelson Mandela, nº 3 bajo  
Tef: 983 457 477 Fax: 983 457 481  
47013 - VALLADOLID (ESPAÑA)  
www.mrmcomercial.com  
E-mail: mrm@mrmcomercial.com

### Un sólo uso

- Reduce el riesgo de infección por contaminación cruzada
- Menos tiempo de poner en marcha
- Referencia interna para un seguimiento más fiable; los electrodos no se sueltan lo que requeriría repetir los estudios.

### Pediátricos

- El diámetro del catéter sólo tiene 1,5mm.
- Más cómodo y más fácil de colocar

### Características generales

- Gran variedad de configuraciones
- Enchufe de 8 contactos para fiabilidad y seguridad.
- Fiable, sensores de antimonio de alta calidad Mediplus

### Multiuso

- Reduce costes
- Tecnología tradicional

### Catéter multiuso con localizador de esfínter

- Localizador opcional para más fácil localización del esfínter inferior.
- Mayor confort y facilidad de intubación

- Construcción suave pero firme que aumenta para mayor seguridad y facilidad de intubación.
- Superficie suave uniforme tan en los de un sólo uso como de multiuso

Rely on the high quality and convenience of Mediplus single use and re-usable pH catheters manufactured to the highest standards

**Single-Use Antimony Crystal pH Catheters with Internal Reference Electrode**

Part no.	Channels	30cm	25cm	20cm	15cm	10cm	5cm	0cm	Sensor spacing
25100	1							●	
25205	2						●	●	5cm
25210	2					●		●	10cm
25215	2				●			●	15cm

**Multi-Use Antimony Crystal pH Catheters with External Reference Electrode**

26100	1							●	
26203	2							●	3cm
26205	2						●	●	5cm
26207	2					●		●	7cm
26210	2					●		●	10cm
26215	2				●			●	15cm
26305	3					●	●	●	5cm
26315	3	●			●			●	15cm
26405	4				●	●	●	●	5cm
26110 Paediatric	1							●	
26230 Paediatric	2						●	●	3cm
26250 Paediatric	2						●	●	5cm
26270 Paediatric	2						●	●	7cm

**Multi-Use Antimony Crystal pH Catheters with External Reference Electrode & LOS Perfusion Port**

27100	1						●	●	LOS Perfusion Port
27215	2				●		●	●	15cm LOS Perfusion Port

Note: special designs and configurations built to order; allow at least six weeks for delivery

CE  
0120

*medi*plus

Issue3/Feb04



INVESTOR IN PEOPLE