



TIME MARKERS

MARCADORES **RADIOPACOS** PARA EL ESTUDIO DEL TIEMPO DEL TRÁNSITO INTESTINAL



Los marcadores **TIME MARKERS** son cilindros de polietileno blanco (3.5 x 3.5 mm) con un peso específico de 1.3 gr. que contienen el **12%** de **sulfato de bario**, con el objetivo de conseguir que el peso específico sea superior a 1.

Los marcadores son utilizados para la determinación del tiempo del tránsito intestinal en aquellos pacientes, para los que un cambio de régimen, no ha dado un resultado satisfactorio en la cura del estreñimiento y por tanto, tienen molestias en la expulsión de las heces a nivel ano rectal o tienen una forma más compleja de estreñimiento con disminución de la velocidad del tránsito total.

La principal función de los marcadores **TIME MARKERS** es la de seguir exactamente el recorrido de la comida en todo el tracto digestivo, y en particular, en el intestino sin alterar en lo más mínimo la función digestiva y la función intestinal.

.....

MODO DE EMPLEO :

- Ingerir el sobre en una única toma con la comida (yogur, puré, sopa).
- Realizar 3 radiografías a días alternos.

REFERENCIAS PARA PEDIDOS y UNIDADES DEL ENVASE DE VENTA

Referencia	Unidades del Envase de Venta
A.6000	Caja de 600 unidades (20 sobres de 30 cilindros)
A.6010	Caja de 200 unidades (20 sobres de 10 cilindros)