



M.R.M. COMERCIAL
S.A.

Calle Nelson Mandela, nº 3 bajo
Tef: 983 457 477 Fax: 983 457 481
47013 - VALLADOLID (ESPAÑA)
www.mrmcomercial.com
E-mail: mrm@mrmcomercial.com

gke

Precinto para contenedores

APLICACIÓN

Este producto se emplea para precintar los contenedores de instrumental y evitar su utilización si se han abierto accidentalmente o no se ha esterilizado.

DESCRIPCIÓN

El precinto para contenedores de **gke** consta de una etiqueta autoadhesiva de 7 x 2,9 cm que posee una espiga de 7 cm de longitud.

Hay un área disponible para imprimir los datos logísticos relevantes como las fechas de esterilización y caducidad, contenido, nº de ciclo así como las iniciales del responsable de dar la conformidad al producto.

También posee un indicador de proceso para mostrar si el contenedor ha pasado o no por el proceso de esterilización.



VENTAJAS

- Combinación de precinto del contenedor, indicador de proceso y etiqueta de datos en un sólo producto.
- Sencillo y ecológicamente beneficioso ya que es un precinto de papel, frente a los de plástico
- Compatible con el sistema de etiquetado de **gke** con etiquetas sencillas o doblemente adhesivas para poseer toda la documentación relativa a un paciente.
- Excelentes beneficios económicos.

Cómo solicitarlos

Descripción

Precinto Chemo-D-P-3-7
con una espiga de 7 cm de longitud

Precinto Chemo-D-P-3-13
con una espiga de 13,5 cm de longitud

Contenido

42 hojas de 24
(= 1.008 precintos)

84 hojas de 12
(= 1.008 precintos)

Referencia

003211-362

003211-363